



肺活检病理标本申请单

编号: GZHY-D-037 Version: 2020.07

患者信息 PATIENT INFORMATION

姓名: _____ 性别: _____ 年龄: _____ 婚姻: _____

籍贯: _____ 职业: _____ 联系电话: _____

患者通讯地址: _____

标本信息 SPECIMEN INFORMATION

送检医院: _____ 送检科室: _____

床号: _____ 住院号: _____ 活检部位: _____

手术医师: _____ 联系电话: _____

病历摘要 (可另附页; 为辅助诊断, 请详细填写诱因、病程、发病情况、临床表现、治疗及结果等):

辅助检查结果(可另附页)

实验室检查异常结果 ABNORMAL LAB RESULTS

(为辅助诊断, 建议填写所有实验室检查的异常结果)

影像学检查结果 IMAGING FINDINGS

X射线: _____

CT: _____

MRI: _____

其他: _____

以往病理检查结果 PREVIOUS PATHOLOGICAL RESULTS

(包括诊断结果)

本次申请检查项目(请用“√”勾选)

条形码粘贴处

条形码粘贴处

手术所见: 行 _____ 术; 标本 _____ 条, 长 _____ cm。

A. 肺活检病理检查套餐 I (常规送检, 包括肉芽肿、感染、结节病/结核鉴别等)

6项特殊染色+2项免疫荧光+1项免疫组化

Ag、GMS、Gram、PAS、抗酸、弱酸 + 真菌荧光、抗酸荧光 + ACE

Masson*、CD34、CK、SMA (考虑间质性肺炎)

Giemsa* (考虑肉芽肿性炎症)

Giemsa*、W-S染色*、CMV、EBER^① (考虑感染性病变)

Masson*、弹力纤维染色*、CD31、SMA (考虑血管炎)

纤维素染色*、刚果红染色* (考虑肺淀粉样变性)

纤维素染色*、D-PAS* (考虑肺泡蛋白沉着症)

B. 肺活检病理检查套餐 II (考虑各类肿瘤)

1项特殊染色+7项免疫组化; B1和B2的选择根据HE染色结果判断

B1: 黏液卡红 + ALK (D5F3)、ALK (Neg)、CK、NapsinA、P40、P63、TTF-1 (腺/鳞癌鉴别)

B2: 黏液卡红 + CD56、CgA、CK、Ki-67、LCA、Syn、TTF-1 (小细胞癌鉴别)

EMA、Vim (考虑非特殊类型癌)

CD56、EMA、P63 (考虑小细胞肺癌及大细胞神经内分泌癌)

NUT (考虑NUT癌)

EBER^① (考虑淋巴上皮瘤样癌)

ALK、EGFR^② (非小细胞肺癌预后评估、用药指导等)

CK5/6、CR、D2-40、Desmin、Glut-1、IMP3、P53、Vim、WT-1、P16^③ (间皮瘤与间皮增生鉴别)

C. 肺活检病理检查套餐 III (考虑各类淋巴瘤)

20项免疫组化+1项原位杂交

BCL-2、BCL-6、CD2、CD3、CD5、CD7、CD10、CD15、CD20、CD21、CD23、CD30、

CD43、CD79a、CXCL13、CyclinD1、Ki-67、MUM1、PAX-5、TDT + EBER

未标注项目均为免疫组化项目。*标注的项目为特殊染色项目; ①原位杂交技术;

②FQ-PCR技术, 需额外填写基因检测申请单; ③荧光原位杂交(FISH)技术, 需额外填写FISH申请单。

临床诊断 CLINICAL DIAGNOSIS

(可包括提请病理检查的特殊要求)

送检医师: _____ 联系电话: _____ 申请日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

送检注意事项: 1. 完成穿刺后, 一般切割槽内可获得(1.0-2.0)cm×0.1cm大小的线头虫样组织标本; 2. 取材后应立即将标本放在极细条游纸上, 放入生理盐水中浸泡5-10分钟, 使组织自然舒展, 恢复原有形态; 3. 再放入10%福尔马林中固定, 固定液的要求是标本体积的10倍以上, 固定时间至少2-3小时, 切忌酒精固定; 4. 标本固定后及时送回华银病理诊断中心; 5. 若获得的组织标本不理想且患者未出现任何并发症的情况下, 可再次穿刺。